

SHL-STA

MasterPRO ACUSTIC stetoscop

- *Acustica de exceptie*
- *Claritatea sunetului*
- *Diafragma “Dual frequency”*
- *Inel non-metalic termoizolant (Tehnologie SoftTouch)*
- *Tuburi Bi-lumen 16” NON-LATEX*
- *Performanta profesionala*



Disponibil in urmatoarele culori:

SHL-STA01, navy blue

SHL-STA02, negru

SHL-STA03, burgundy

SHL-STA04, verde



PRODUS CLINIC PROFESIONAL

SOLUTII PENTRU O SANATATE PERFECTA

MasterPRO ACUSTIC

stetoscop

SHL-STA



CARACTERISTICI

- ***Piesa toracica de auscultatie :***
 - este confectionata din aliaj de zinc cromat de calitate superioara lucrata si lustruita manual
 - design ergonomic
 - inel non-metalic (**Tehnologie SoftTouch**)
- ***Diafragma***
 - Ultra senzitiva
 - Excelenta acustica
 - Amplificare sporita a sunetelor
- ***Tuburi acustice***
 - Sistem Bi-lumen fara latex, **care nu produce reactii alergice**
 - Material PVC de inalta densitate
 - Reducerea sunetelor cauzate de frictiune
 - Flexibilitate marita
- ***Brate***
 - Otel calitate superioara
 - Pozitionate in unghi anatomic
- ***Olive auriculare***
 - Confortabile si moi
 - Urmaresc profilul anatomic

Disponibil in urmatoarele culori:

SHL-STA01, navy blue

SHL-STA02, negru

SHL-STA03, burgundy

SHL-STA04, verde

SOLUTII PENTRU O SANANTATE PERFECTA

