

Obi TENS

Dispozitiv de obstetrica pentru terapia durerilor femeilor gravide

- *Terapie nemedicamentoasa, fara efecte secundare*
- *Stimulare Electrica Nervoasa Transcutanata (TENS)*
- *Metoda netraumatizanta, cu efect analgezic natural (eliberarea de catre organism a propriilor endorfine).*
- *2 moduri de operare*
 - **Mod BURST** - pentru utilizare intre contractii.
 - **Mod BURST** - pentru utilizare in timpul contractiilo
- *Reglare controlata a intensitatii impulsului*
- *Auto Off*



Obi TENS

CARACTERISTICI



- Dispozitiv performant de obstetrica pentru **terapia durerilor in perioada travaliului si a starilor dureroase acute sau cronice de alta natura.**
- **Stimulare Electrica Nervoasa Transcutanata (TENS)** - trimiterea unor impulsuri de joasa frecventa in fibrele nervoase.
- Terapie naturala, nemedicamentoasa, fara efecte secundare
- Metoda netraumatizanta, cu efect analgezic
- **Ameliorarea si combaterea durerilor femeilor gravide:**
 - Dureri in perioada travaliului
 - Dureri intre contractii
- **2 moduri de operare:**
 - Mod BURST - pentru utilizare intre contractii.
 - Mod BOOST - pentru utilizare in timpul contractiilor.
- Buton pentru **alegerea modului de operare**
- **2 Butoane pentru reglarea controlata a intensitatii impulsului**
- Ecran LCD cu afisaj usor de citit
- Forma ergonomica si utilizare facila.
- Fiabilitate
- Oprere automată dupa 5 minute de neutilizare
- Indicator de baterie consumată
- Comoditate si o mai buna mobilitate: Accesoriu pentru purtare la gat
- Husa protectie si transport
- Garanție 2 ani

SPECIFICATII TEHNICE

- Sursa de alimentare: 2 baterii alcaline AAA de 1,5V (model LR03) – incluse
- 1 Canal de transmitere a impulsurilor
- 4 electrozi autoadezivi: 40 x 100 mm
- Forma undei de iesire: Dreptunghiulara simetrica monofazica
- Tensiunea de iesire: 0 - 100V (zero la varf, 500Ω), ajustabila in 10 trepte
- Intensitatea la iesire: 200 mA (max) pe 500 Ω
- Mufe de iesire jack: CE protejate la atingerea accidentala
- Dimensiuni: 11.2 cm x 3.0 cm x 1.8 cm
- Greutate 39 g

