

SHL-168ZA

TENSIOMETRU DE ÎNCHEIETURĂ

- Afișaj mare
- Memorie 3 utilizatori x 40 de date fiecare
- Indicator direct al nivelului tensiunii(WHO)
- Senzor bătai neregulate ale inimii (IHB)
- Masoară automat presiunea sistolică, presiunea diastolică și pulsul
- Umflare automată și controlul automat al valvei
- Închidere automată



2 x AAA
baterii alcaline



SOLUȚII PENTRU O SĂNĂȚE PERFECTĂ

TENSIOMETRU DE ÎNCHEIETURĂ

SHL-168ZA



CARACTERISTICI

- Măsurare oscilometrică
- Afișare digitală cu dată și oră
- Indicator de măsurare
- Măsoară automat: sistolica, diastolica și pulsul
- Memorie pentru 3 utilizatori x 40 de date fiecare
- Afișaj mare
- Senzor pentru bătăi neregulate ale inimii (IHB)
- Indicator direct al nivelului tensiunii măsurate - WHO
- Umflare automată a manșetei, control automat al valvei
- Dezumflare automată și rapidă a manșetei
- Indicator de baterie consumată
- Oprire automata după 1 minut de nefolosire
- Butoane pentru setarea datei / orei
- Buton pentru înregistrarea datelor măsurate
- Fiabilitate și acuratețe deosebită
- 2 baterii alcaline AAA de 1.5V incluse (model LR03)

SPECIFICATII TEHNICE

- Plaja de masurare a tensiunii arteriale: 0-300 mmHg
- Puls: 40-199 bătăi/minut
- Precizia măsurării tensiunii: ± 3 mmHg
- Precizia măsurării pulsului: $\pm 5\%$
- Temperatura de lucru: 10°C ~ 40°C
- Circumferința brațului: 13.5 cm ~ 19.5 cm

SOLUȚII PENTRU O SĂNĂTĂTE PERFECTĂ

