

SHL-888GA

TENSIOMETRU pentru BRAȚ

- Afișaj mare
- Memorie 3 utilizatori x 30 de date fiecare
- Masoară automat presiunea sistolică, presiunea diastolică și pulsul
- Umflare automată și controlul automat al valvei
- Baterie și adaptor 220V incluse
- Fiabilitate și acuratețe profesională



4 x AA



SOLUȚII PENTRU O SĂNĂTĂTE PERFECTĂ

TENSIOMETRU pentru BRAȚ

SHL-888GA



CARACTERISTICI

- Măsurare oscilometrică
- Afișare digitală cu dată și oră
- Indicator de măsurare
- Măsoară automat: sistolica, diastolica și pulsul
- Memorie pentru 3 utilizatori x 30 de date fiecare
- Afișaj mare
- Umflare automată a manșetei, control automat al valvei
- Dezumflare automată și rapidă a manșetei
- Indicator de baterie consumată
- Oprire automată după 1 minut de nefolosire
- Butoane pentru setarea datei / orei
- Buton pentru înregistrarea datelor măsurate
- Fiabilitate și acuratețe deosebită
- 4 baterii alcaline AA de 1.5V incluse (model LR6)
- Adaptor pentru utilizare priză

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Plaja de măsurare a tensiunii arteriale: 0-300 mmHg
- Puls: 40-199 bătăi/minut
- Precizia măsurării tensiunii: ± 3 mmHg
- Precizia măsurării pulsului: $\pm 5\%$
- Temperatura de lucru: 10°C ~ 40°C
- Circumferința brațului: 23 cm ~ 33 cm

Accesorii opționale (se achiziționează separat)

- Manșeta extra large cu dimensiunea 33 cm ~ 44 cm



SOLUȚII PENTRU O SĂNĂTĂTE PERFECTĂ

